

000/0010.021/30



ECV5, pansement élastique cohésif

ECV est un pansement de soutien et de fixation qui satisfait à de nombreuses exigences. Le pansement ne se déplace pas et assure une fixation réelle tout en maintenant la mobilité du patient au maximum grâce à son pourcentage élevé de coton.



Propriétés

- Dimensions: 0.05 x 4 m.
- Résistant à la poussière, à l'eau, à la graisse et à l'huile.
- Ne colle ni à la peau, ni à la blessure ni aux poils.
- Peut être réutilisé.
- Peut être lavé 1 à 2 fois à 40°C sans détergent et sans chlore.
- Rincer et laisser sécher à plat.
- Se découpe sans ciseaux. Est perméable à l'air.
- Longueur étirée: 4m.

Applications

- Fixation de pansements de toutes sortes et tailles.
- Bandage de fixation avec action de soutien.
- Bandage pour le doigt, le poignet, la tête et l'oreille.
- Sous-bandage qui protège la peau en cas de pansement préventif.
- En cas de thermothérapie, utilisez le bandage comme sous-bandage afin de fixer le coldpack.

Utilisation

- Utilisez l'élasticité du ECV modérément, car une tension trop excessive pourrait gêner la

circulation sanguine.

- Afin d'appliquer le bandage d'une manière correcte, le gaufrage doit toujours rester apparent. Continuez de panser, en couvrant avec chaque tour au moins la moitié du précédent.
- Le dernier tour doit recouvrir complètement le tour précédent et doit être posé sans pression.



Contenu

- Boîte 4 pièces.

Préservation

- ECV est emballé sous cellophane UV.
- Date d'expiration (si le produit est conservé dans des conditions optimales): 60 mois après la date de fabrication, produit individuel : voir emballage.
- Conservez-le dans un emballage fermé à température ambiante, loin des rayons de soleil directs.

ECV5 est un dispositif médical.

Version: 22/07/2021