

000/5170.603/30

Test antigénique salivaire rapide au Covid-19 - boîte 10pc

Facile d'utilisation pour des résultats rapides.

Précision de 98.62%.

Kits de test antigénique rapide au coronavirus JOYSBIO. Boîte contenant 10 kits de test emballés individuellement.

Propriétés

Le **test de détection salivaire de l'antigène COVID-19 JOYSBIO** est un test de diagnostic rapide pour détecter une infection au coronavirus. Le test est destiné au diagnostic in vitro et porte le marquage CE et IVD. Ce produit est conforme aux **directives européennes de diagnostic in-vitro 98/97CE**.

Pour **usage professionnel** uniquement: cette alternative au test PCR doit être administrée et évaluée par un professionnel de la santé.

Ce test rapide a une **précision de 98.62%**.

- **Spécificité de 100%.** La spécificité est le pourcentage de résultats négatifs justifiables chez les personnes non-malades.
- **Sensibilité de 95.10%.** La sensibilité est le pourcentage de résultats positifs justifiés chez les personnes malades.

Les infections peuvent déjà être détectées à de **faibles doses virales**. Le test antigénique a une plus forte probabilité de donner un résultat positif **pendant les 5 premiers jours d'apparition des symptômes**.

Le résultat est aussi facile à lire qu'un test de grossesse: avec 2 bandes apparentes, le résultat est positif et le coronavirus a été décelé dans la salive. Avec une seule bande apparente, le résultat est négatif/invalidé ou la concentration est trop faible pour le seuil du test.

Approbations et enregistrements:

- Déclaration de conformité [CE](#) pour l'utilisation dans l'Union européenne

- Figure sur la liste des tests recommandés de l'**AFMPS**

Remarque: les tests achetés ne peuvent pas être retournés!

Applications

Pour le testing des personnes à partir des 5 premiers jours d'apparition de symptômes.

Le test antigénique salivaire rapide au Covid-19 à **usage professionnel** doit être **effectué et analysé par un professionnel de la santé** tel qu'un médecin.

Utilisation

Le kit de test est prêt à l'emploi et contient tout le nécessaire pour effectuer un test. Aucun autre instrument n'est nécessaire.

Mode d'emploi: cliquez [ici](#).

Contenu

10 kits individuels, contenant chacun: 1 support de détection, 1 sac de collecte de salive, 1 tube d'extraction avec embout compte-gouttes, rempli de solution tampon.

Mode d'emploi en anglais, néerlandais, français, allemand.

Préservation

La durée limite d'utilisation est fixée provisoirement à 24 mois.

Stocker le produit de manière étanche, à une température comprise entre 2 et 30°C. Eviter de congeler. Conserver le produit à l'abri de la lumière, de l'humidité et de températures élevées.

Le support de détection doit être utilisé maximum une heure après ouverture de l'emballage en aluminium.

Dispositif médical destiné au diagnostic in vitro

Version: 22/07/2021