

000/0030.012/20



## Compresse 1/16 (8cm x 5cm)

La compresse MExT a un bon pouvoir absorbant et colle à peine à la blessure. La compresse MExT a une très grande résistance, et maintient sa fermeté aussi bien sèche qu'humide.

En plus, la gaze en coton est facilement saisissable et très maniable. La compresse MExT permet une bonne ventilation grâce à sa perméabilité.

### Applications

- Compresse 17 fils 8 couches.
- 23 g / m<sup>2</sup>.
- Fils / 10 cm : 100 – 5.
- Éléments tensioactifs : < 2 mm.
- Charge de rupture minimale : > 50 N.
- Éléments hydrosolubles : < 0,5%.
- Éléments solubles dans l'éther : < 0,5%.

### Utilisation

- Nettoyage et couverture de la blessure, spécialement dans des circonstances où on est exigeant concernant la résistance du matériel.
- Usage unique.

### Contenu

- pièce

## Préservation

Date d'expiration:

- 60 mois après la date de production.
- Produit individuel : voir emballage.

La compresse est un dispositif médical.

**Version: 27/01/2020**