



000/0070.010/20

Ycla, lotion pour les yeux (5 x 20ml)

compatible avec la station oculaire MExT,
pour les **soins oculaires complets**

L'Ycla est un flacon d'irrigation déjà rempli de NaCl – chlorure de sodium –, qui est le nettoyant le plus efficace pour toutes sortes d'irritations des yeux. Aussi disponible en [forme de bouteille \(200ml\)](#).



Propriétés

Contenu: 20 ml. 5 flacons pratiques, lavage abondant n'est pas nécessaire. Valeur pH: 5.0-6.0.

Applications

Lavage de particules de fer, poussières, bois, etc. Effet atténuant sur les yeux en cas d'irritations.

Utilisation

Tenir le flacon à la verticale. Tourner le couvercle de 360° et rincer l'œil. Presser le flacon légèrement. Consulter un médecin.



Contenu

Support avec 5 flacons.

Préservation

Date d'expiration: 3.5 ans après la date de production. Produit individuel: voir emballage.
Conserver à température ambiante (5°C - 40°C).

Ycla est un dispositif médical.

Version: 22/07/2021