

000/5160.403/30



## Masque facial 3 couches, non-woven (boîte 50pc)

Les masques buccaux de MExT Protect parmi les meilleurs!

A partir de 50 boîtes: 10€/boîte. Contactez-nous.

Masque chirurgical jetable à fixation auriculaire élastique, 3 couches, avec pince-nez réglable.

### Propriétés

- Dispositif Médical, classe I
- CE conforme à la norme EN14683:2019+AC:2019. Pas de difficultés de respiration.
- Masque chirurgical type IIR, efficacité de filtration bactérienne  $\geq 98\%$
- Dimensions: 17,5 x 9,5 cm
- Hypoallergénique
- Sans fibres de verre

### Applications

- Masque jetable, usage unique.
- Remplacer le masque: après max. 4 heures/quand humide ou sale.

### Utilisation

- Nettoyez-vous les mains avec du savon et de l'eau.
- Prenez le masque en ne touchant que les élastiques et tournez-le dans la bonne direction : la partie du haut est celle avec la barrette nasale.
- Assurez-vous que le côté blanc est tourné vers votre visage. Le côté bleu est l'extérieur du masque.
- Évitez de toucher l'intérieur du masque.
- Tirez légèrement le masque pour couvrir le nez et le menton.
- Ajustez la bande pour le nez en utilisant votre index et votre pouce pour pincer la partie

rigide en haut du masque et la mouler autour de l'arête du nez.

## Contenu

50 masques/boîte

## Préservation

- A conserver à température ambiante.
- Date d'expiration : 36 mois après la date de fabrication sous circonstances normales et à condition que l'emballage soit bien fermé.

Ce produit est un dispositif médical, classe 1, non stérile

**Version: 22/07/2021**